

CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL

PREPARACIÓN

- Última comida que sea líquida.
- Nada por boca 3 horas antes del estudio.

COMPRAR Y TRAER

- 1 frasco de solución fisiológica x 500 ml.
- 1 Sistema perfus con macrogotero.
- Urografina 76% por 50ml:
 - Menores de 1 año: 1 frasco.
 - Mayores de 1 año: 2 frascos.

TRAER

- Si el niño/a toma biberón, traerlo con leche lista para tomar. Si toma pecho extraer la leche y traerla en el biberón.
- 2 Toallas grandes en uso.
- 1 Paquete de algodón mediano.
- Estudios anteriores (ecografía, cámara gama, cistouretrografía miccional previa, etc.).

Condición excluyente

- Presentar último urocultivo **negativo**, en caso de no tenerlo consultar con su pediatra antes de asistir a su turno.
- Si su niño/a está bajo tratamiento antibiótico en el momento del estudio, no es indispensable el urocultivo negativo (sólo con esta condición).