

CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL - URETROCISTOGRAFÍA MICCIONAL

Preparación:

- Ayuno de 4 hs.

Traer:

-

- 2 toallas grandes.
- Estudios previos.

Tener en cuenta:

- El paciente no debe estar con síntomas de infección urinaria.
- Este estudio se realiza con **iodo**.

Comprar y Traer: *(antes de comprar los insumos, consultar a la secretaria y/o a su obra social por la cobertura de los mismos)*

- 1 sachet de solución fisiológica x 500 ml.
- 1 sonda K92
- 1 Sistema perfus con macrogotero.

Mujeres:

- 2 Telebrix C x 50ml

Hombres

- 3 Telebrix C x 50 ml
- 1 Jeringa de 60 cc. pico largo

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO

Lo esperamos el día / / a las..... Horas.